

KEMOT®

Alcohol breath tester MIE0217



User Manual

English 1-10

Polski 11-20

Română 21-30

Deutsch 31-40

Table of Contents

Introduction	4
Correct measurement	4
Description of parts	4
Power supply	5
Operation	5
Accessories	8
Error and troubles	8
Important notes	9
Specifications	9
Calibration	10
Precautions	10


Introduction

The device is intended to measure alcohol in the human breath. Measurements obtained by this device are used in the diagnosis of alcohol intoxication.


Correct measurement


- Before testing, wait at least 30 minutes after your last drinking.
- Only use the device in a temperature 10°C ~ 40°C or 50°F ~ 104°F.

Description of parts



Power Supply


- Slide back the battery cover on the back of the device.
- Insert 1 piece 9V alkaline battery, making sure that the “+/-”symbols are correctly aligned.
- If the battery voltage is too low, the unit may display a battery symbol „” and the device may not operate correctly. You need to change a new battery.




Operation

(Test mode)

- Insert one of the mouthpieces into the 'blow in' hole.




- Press and hold the TEST button until power on. Release it after power on.



- The WAIT displays on the screen and countdown 10, 9, and 8... to zero.



- The BLOW displays on the screen, and displays "0" with flashing. Take a deep breath, blowing steady into the mouthpiece until beeping stops (about 5 seconds).






- Your test result will be displayed on the screen for 20 seconds.



(Memory mode)

- After tested, the device displays the test result for 20 seconds, press the "Memory" button to check your previous tested records.






- The device will auto off after stopping operation.
- The memory button is only available on this mode.

Accessories

- Mouthpieces
- Manual

Error and troubles

Error message or troubles	Description	Remarks
No display	-Press and hold the TEST button until power on. -Check the battery	
Auto Off	-Low battery -Over the period of test stage	
	-Low battery indication -Need to change new battery -Use alkaline battery	
Alarm sound	-Over alcohol display range with "HI" indication -Blowing time after warm up	
HI	-The BAC above the display range. -Display range: 0.000-0.80 g/L BAC	

Important notes

- Before testing, wait at least 30 minutes after your last drinking.
- After countdown, blow immediately and blow until beeping stop.
- The memory recalls function only available after tested and 20 seconds.
- Only use the device in a temperature 10 - 40°C or 50 - 104°F.
- Using 9V alkaline battery only.
- Wait 3 minutes for retest.
- Recalibration: each 12 month or 200 tested times.
- Never store the device in a corrosive gas room.
- Never store the device under sun exposure area.
- Avoid dropping or subjecting the device to a strong shock.

Specifications

- Semiconductor Sensor.
- Recalibration after 200 test time or 12 months.
- Detection range: 0.000-2.000g/L BAC.
- Display range: 0.000-0.800 g/L BAC.
- Show "HI" if above the display range.
- Accuracy: +/-0.15 at 0.50 g/L.
- Memory recall for last 20 tested data.
- 5 mouthpieces included.
- Warm up time: 15 seconds.
- Testing time: 10 seconds.
- Repeat test: no less than 3 minutes.
- Audible sound alarm if above 0.50 g/l BAC
- Indication: 4 digits LCD with status and backlight.
- Power supply: 9V alkaline battery (not included)
- Battery available for standard testing is about 200 times.
- Low battery indication and auto power off function.
- Operation: 10°C - 40°C; Store: 0°C - 50°C
- Size: 120x65x25mm

Calibration

- You should have your alcohol tester calibrated every 12 months or 200 tested times. Failure to do so may cause your readings to be inaccurate.

Calibration Record			
Date First Used		Serial Number	
#	Calibration Date	Remarks	Recalibration by

Precautions

- Your blood alcohol content (BAC) may change some minutes later.
- Do not use this device to determine if you can drive.
- You cannot use the test results of device in court of law or against police.
- For your safety and responsibly, don't drink and drive.

KEMOT®

Alkomat MIE0217



Instrukcja obsługi

English 1-10

Polski 11-20

Română 21-30

Deutsch 31-40

Spis treści

Wprowadzenie	14
Warunki prawidłowego pomiaru	14
Opis urządzenia	14
Zasilanie	15
Funkcje	15
Akcesoria	18
Błędy i problemy	18
Uwagi	19
Specyfikacja	19
Kalibracja	20
Środki ostrożności	20


Wprowadzenie

Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru zawartości alkoholu w oddechu człowieka.


Warunki prawidłowego pomiaru


- Przed pomiarem należy odczekać przynajmniej 30 minut po spożyciu alkoholu.
- Używaj urządzenia w temperaturze 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F).

Opis elementów urządzenia



Zasilanie


- Zdejmij pokrywę baterii z tyłu urządzenia.
- Włóż alkaliczną baterię 9V zgodnie z zaznaczoną polaryzacją "+/-".
- Jeżeli stan naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawi się symbol „”. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia należy wymienić baterię na nową.



Funkcje

(Wykonywanie pomiaru)

- Włóż ustnik do urządzenia jak pokazano na rysunku poniżej.




- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TEST do momentu uruchomienia urządzenia.



- Na ekranie wyświetlona zostanie informacja „WAIT” i rozpocznie się odliczanie do 0.



- Po zakończeniu odliczania na ekranie pojawi się informacja „BLOW” oraz zacznie migać symbol „0”. Weź głęboki wdech i dmuchaj jednostajnie w ustnik aż urządzenie przestanie wydawać sygnał dźwiękowy (około 5 sekund).






- Wynik będzie wyświetlany na ekranie przez 20 sekund.



(Odczyt zapamiętanych wyników)

- Po teście, urządzenie wyświetla wynik przez 20 sekund. Naciśnij przycisk "Memory", aby sprawdzić poprzednie wyniki.






- Urządzenie zostanie wyłączone po 20 sekundach.
- Przycisk "Memory" jest używany tylko w tym trybie.

Akcesoria

- Ustniki
- Instrukcja obsługi

Błędy i problemy

Problem	Opis	Uwagi
Urządzenie nie działa	-Naciśnij i przytrzymaj przycisk TEST aby włączyć urządzenie. -Sprawdź stan baterii.	
Automatyczne wyłączenie	-Niski stan naładowania baterii. -Automatyczne wyłączenie po wykonanym teście	
	-Wskaźnik słabego naładowania baterii -Wymagana wymiana baterii -Używaj wyłącznie baterii alkalicznych	
Dźwięk alarmu	-Normalny podczas wydmuchu -Przekroczona zawartości alkoholu	
HI	-Zmierzona zawartości alkoholu powyżej zakresu wyświetlania. -Zakres pomiaru: 0.000-0.80 g/L BAC	

Uwagi

- Przed pomiarem należy odczekać przynajmniej 30 minut po spożyciu alkoholu.
- Nie należy przerywać wydmuchu przed ustaniem sygnału dźwiękowego.
- Wyświetlenie wyników poprzednich pomiarów jest możliwe wyłącznie przez 20 sekund po wykonanym pomiarze.
- Używaj urządzenia w temperaturze 10 - 40°C (50 - 104°F).
- Używaj wyłącznie alkalicznych baterii 9 V.
- Przed ponownym pomiarem odczekaj 3 minuty.
- Kalibracja urządzenia: po 12 miesiącach lub 200 pomiarach.
- Nie przechowuj urządzenia w pomieszczeniach z niebezpiecznymi gazami.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj poddawania urządzenia silnym wstrząsom (upuszczenie, silne drgania itp.)

Specyfikacja

- Sensor półprzewodnikowy
- Kalibracja urządzenia po 12 miesiącach lub 200 pomiarach.
Zakres pomiaru: 0.000-2.000g/L BAC
- Zakres wyświetlania: 0.000-0.800 g/L BAC
- Wskaźnik "HI" po przekroczeniu zakresu pomiaru
- Dokładność: +/-0.15 przy 0.50 g/L
- Pamięć: 20 ostatnich pomiarów
- Dołączonych 5 ustników
- Czas włączenia: 15 sekund
- Czas pomiaru: 10 sekund
- Powtórzenie testu: nie mniej niż 3 minuty.
- Sygnał dźwiękowy po przekroczeniu 0.50 g/l BAC
- Wyświetlacz LCD: 4 cyfry z podświetleniem.
- Zasilanie: bateria alkaliczna 9V (nie dołączona do zestawu)
- Wytrzymałość baterii: około 200 pomiarów
- Wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii i funkcja automatycznego wyłączenia
- Zakres temperatury pracy : 10°C ~ 40°C
- Zakres temperatury przechowywania: 0°C ~ 50°C
- Wymiary: 120x65x25mm

Kalibracja urządzenia

- Alkomat powinien być kalibrowany co 12 miesięcy lub po 200 pomiarach, w przeciwnym wypadku pomiary mogą być niedokładne.
- Kalibracja urządzenia odbywa się w Centrum Serwisowym produktów marki KEMOT: Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

Koszt kalibracji: 90zł.

- Produkt do kalibracji należy przesłać na adres Centrum Serwisowego na własny koszt. Urządzenie po kalibracji zostanie odesłane do Państwa na koszt Centrum Serwisowego.

Kalibracja			
Data pierwszego użycia		Numer seryjny	
#	Data kalibracji	Uwagi	Skalibrowany przez

Środki ostrożności

- Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu może zmienić się po kilku minutach.
- Nie używaj tego urządzenia w celu ustalenia, czy możesz prowadzić pojazd.
- Nie można wykorzystywać wyników badań urządzenia w sądzie.
- Nie można wykorzystywać wyników badań urządzenia przeciwko wskazaniom urządzenia policyjnego.

KEMOT®

Tester alcool MIE0217



Manual de utilizare

English 1-10

Polski 11-20

Română 21-30

Deutsch 31-40

Cuprins

Introducere	24
Masurare corecta	24
Descrierea partilor componente	24
Alimentare	25
Functionare	25
Accesorii	28
Ghid de depanare	28
Note importante	29
Specificatii	29
Calibrare si inregistrare	30
Precautii	30


Introducere

Aparatul este destinat masurarii alcoolului din respiratia umana. Masuratorile obtinute cu ajutorul acestui dispozitiv sunt utilizate in diagnosticul intoxicatiilor cu alcool.


Masuratori corecte


- Inainte de testare, asteptati sa treaca cel puțin 30 minute dupa ce ati baut ultima oara.
- Folositi aparatul doar la o temperatura de 10°C ~ 40°C sau 50°F ~ 104°F.

Descrierea partilor componente



Alimentare


- Glisati capacul din spate al compartimentului pentru baterii, situat in partea din spate a aparatului.
- Introduceți o baterie alcalina de 9V, asigurandu-va ca simbolurile de polaritate +/- sunt corecte.
- Daca tensiunea bateriilor este prea sczuta, aparatul va afisa simbolul „” si s-ar putea sa nu mai functioneze corespunzator. Trebuie sa schimbati bateria imediat ce simbolul apare pe ecran.



Functionare

(Modul Testare)

- Introduceți unul dintre dispozitive in orificiul pentru pentru “suflat”.




- Apasati si tineti apasat butonul TESTARE pana cand aparatul porneste. Eliberati butonul dupa pornire.



- Pe afisaj apare mesajul ASTEPTATI si numaratoarea inverse porneste, 10, 9, si 8... pana la zero.



- Pe ecran apare mesajul SUFLATI si valoarea "0" apare cu intermitente. Respirati adanc, suflati constant in orificiul corespunzator pana cand sunetul se opreste, aproximativ 5 secunde.






- Rezultatul testului dumneavoastra va fi afisat pe ecran timp de 20 de secunde.



(Memorare)

- După testare, aparatul afisează rezultatul testului pentru 20 de secunde, apăsați butonul "Memorare" pentru a verifica valorile testelor anterioare.






- Dispozitivul se va opri automat.
- Butonul memorare este disponibil doar pentru acest mod.

Accesorii

- Mustiucuri
- Manual de utilizare

Ghid de depanare

Mesaje eronate sau defecte	Descriere	Observatii
Fara afisaj	-Apasati si tineti apasat butonul de TESTARE pana cand se aprinde aparatul. -Verificati bateria	
Redarea automata oprita	-Baterie descarcata -Pe parcursul etapei de testare -Testare finalizata sau reluare pozitie memorata	
	-Indicator baterie descarcata -Trebuie sa schimbati bateria -Folositi doar baterie alcalina	
Alarma	-Afisare valori alcool peste intervalul normal cu indicator "HI" -Durata suflare dupa incalzire	
HI	- BAC (nivelul de alcool in aerul expirat) depaseste intervalul afisat -Interval afisat: 0.000-0.80 g/L BAC	

Note importante

- Inainte de testare, asteptati cel putin 30 minute dupa ce ati baut ultima oara.
- Dupa numaratoare, suflati imediat si continuati sa suflati pana la oprirea sunetului.
- Functia de memorare este disponibila numai dupa 20 de secunde de testare.
- Folositi aparatul doar in intervalul de temperatura de 10 °C - 40 °C sau 50 °F - 104 °F.
- Utilizati doar baterii alcaline de 9 V.
- Asteptati 3 min. pentru retestare.
- Inlocuiti modulul senzorului: la fiecare 6-12 luni sau dupa 200 de testari.
- Nu depozitati aparatul intr-o incapere cu gaz coroziv.
- Nu depozitati aparatul intr-o incapere cu expunere la soare.
- Evitati căderea sau supunerea aparatul la un șoc puternic.

Specificatii

- Senzor cu semiconductor
- Senzor ce poate fi inlocuit dupa 200 de testari
- Interval detectare: 0.000-2.000g/L BAC
- Gama de afisare: 0.000-0.800 g/L BAC
- Simbolul "HI" indica daca valoarea depaseste gama de afisare
- Precizie: +/-0.15 la 0.50 g/L
- Memorarea ultimelor 20 de date testate.
- 5 mustiucuri incluse.
- Timp de incalzire: 15 secunde.
- Timp de testare: 10 secunde.
- Repetare test: > 3 min.
- Alarma audio in cazul in care valorile sunt peste 0.50 g/l BAC
- Afisaj LCD cu 4 cifre si lumina de fundal.
- Alimentare: baterie alcalina de 9V (nu este inclusa)
- Cu o baterie se pot face aproximativ 200 de teste standard
- Indicator baterie descarcata si functie de oprire automata.
- Functionare: 10°C - 40°C; Depozitare: 0°C - 50°C
- Dimensiuni: 120x65x25mm

Calibrare si inregistrare

- Aparatul trebuie recalibrat la fiecare 12 luni, in caz contrar masurarile efectuate pot fi incorecte.

Inregistrare proces calibrare			
Data primei utilizari		Numar serial	
#	Data calibrarii	Observatii	Calibrare efectuata de catre

Precautii

- Continutul de alcool din sange (BAC) se poate schimba cateva minute mai tarziu.
- NU FOLOSITI ACEST DISPOZITIV PENTRU A DECIDE DACA PUTETI CONDUCE!
- Nu puteti folosi rezultatele aparatului in instanta sau impotriva organelor de politie.
- PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA SI A CELORLALTI PARTICIPANTI LA TRAFIC, NU CONSUMATI BAUTURI ALCOOLICE INAINTE DE A VA URCA LA VOLAN!

KEMOT[®]

Atemalkoholtester MIE0217



Bedienungsanleitung

English 1-10

Polski 11-20

Română 21-30

Deutsch 31-40

Inhalt

Einleitung	34
Korrekte Messung	34
Beschreibung	34
Stromversorgung	35
Bedienung	35
Zubehör	38
Störungsbehebung	38
Wichtige hinweise	39
Technische daten	39
Kalibrierung und Eintragungen	40
Vorsichtsmassnahmen	40


Einleitung

Das Gerät wird verwendet um den Alkoholgehalt der ausgeatmeten Luft zu messen. Messergebnisse können verwendet werden, um den Grad der Alkohol-Intoxikation zu bestimmen.


Korrekte Messung


- Bevor Sie eine Messung durchführen, warten Sie mindestens 30 Minuten nach dem Alkoholgenuss.
- Benutzen Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 10°C ~ 40°C (entsprechend 50°F ~ 104°F).

Beschreibung



Stromversorgung


- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie 1 alkalische 9V Batterie ein; Beachten Sie die korrekte Polarität!
- Bei entladener Batterie erscheint am Bildschirm das Symbol „“ und das Gerät könnte nicht richtig funktionieren. Ersetzen Sie die Batterie.




Bedienung

(Testmodul)

- Ein Mundstück an das Blasloch [BLOW] anstecken.




- Drücken Sie die Taste TEST bis das Gerät sich einschaltet und lassen Sie die Taste nach dem Einschalten los.




- Symbol WARTEN [WAIT] erscheint am Bildschirm zusammen mit einem Zähler von 10 abwärts nach 00.



- Symbol BLASEN [BLOW] erscheint am Bildschirm zusammen mit dem blinkendem Symbol „O. Nehmen Sie tief Luft und blasen sie fest und kontinuierlich in das Mundstück bis der Piepton aufhört (etwa 5 Sekunden).






- Das Messergebnis wird für 20 Sekunden am Bildschirm angezeigt.



(Aufrufen des Speichers)

- Nach dem Testen wird das Ergebnis für 20 Sekunden am Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Speichertaste [Memory] zur Anzeige der letzten Messergebnisse.






- Das Gerät schaltet ab nach Anzeige des Messergebnisses.
- Die Speichertaste wird nur zur Anzeige der letzten Messergebnisse benutzt.

Zubehör

- Mundstück
- Bedienungsanleitung

Störungsbehebung

Störung	Beschreibung	Bemerkungen
Keine Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> - Entladene Batterie - Überschreitung der Testzeit - Testoperation beendet oder Speicherprüfung 	
Automatisch Abschaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Anzeige entladene Batterie - Batterie austauschen - Benutzen Sie nur alkalische Batterien 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Low battery indication - Need to change new battery - Use alkaline battery 	
Alarm-Ton	<ul style="list-style-type: none"> - Blaszeit nach dem Aufwärmens - Ergebnis über dem Alarmpegel mit „HI“ Anzeige 	
HI	<ul style="list-style-type: none"> - Messergebnis überschreitet die maximale Anzeige - Anzeigebereich: 0,000 – 0800 mg/l AAK 	

Wichtige Hinweise

- Bevor Sie eine Messung durchführen, warten Sie mindestens 30 Minuten nach dem Alkoholgenuss.
- Blasen sie fest und kontinuierlich in das Mundstück bis der Piepton aufhört.
- Die Speicherfunktion ist aktiv nur nach dem Testen und für 20 Sekunden.
- Benutzen Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
- Benutzen Sie nur 9V alkalische Batterien.
- Warten Sie 3 Min. um den Test zu wiederholen.
- Der Zigaretteanzünder im Fahrzeug beschädigt die Batterie.
- Ersetzen Sie das Sensormodul nach 6-12 Monaten oder 200 Messungen.
- Gerät nicht in Umgebung mit korrosivem Gas lagern.
- Gerät nicht in direktem Sonnenlicht lagern.
- Vermeiden Sie starke mechanische Schocks (herunterfallen, schütteln usw.)

Technische Daten

- Halbleitersensor
- Ersetzbares Sensormodul nach 200 Messungen
- Messbereich: 0,000 – 2,000 mg/l AAK
- Anzeigebereich: 0,000 - 0,800 mg/l AAK
- Anzeige "HI" bei überschreiten des Anzeigebereiches
- Präzision: +/- 0,15 bei 0,50 mg/l
- Speicherung der letzten 20 Messungen
- 5 Mundstücke im Lieferumfang enthalten
- Aufwärmzeit: 15 Sekunden
- Testzeit: 10 Sekunden
- Testwiederholung: > 3 Min.
- Warnton bei überschreiten von 0,50 mg/l AAK
- Vierstellige LCD-Anzeige mit Staus, beleuchtet
- Stromversorgung: 9V alkalische Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Lebensdauer der Batterien für Standardtests: 200 Messungen
- Anzeige für entladene Batterien und automatische Abschaltfunktion
- Funktionstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
- Lagertemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Abmessungen: 120x65x25 mm

Kalibrierung und Eintragungen

- Das Gerät muss jede 12 Monate kalibriert werden, sonst können die Messergebnisse falsch sein.

Eintragungen der Kalibrierung			
Datum der ersten Benutzung		Seriennummer	
#	Datum der Kalibrierung	Bemerkungen	Kalibrierung durchgeführt von

Vorsichtmassnahmen

- Der Alkoholspiegel (AAK – Atemalkoholkonzentration) kann sich nach einigen Minuten ändern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht um Ihre Fahrtüchtigkeit zu bestimmen!
- Die Messergebnisse können nicht als Beweis vor Gericht oder gegen die Polizei benutzt werden.
- Für Ihre Sicherheit und Verantwortung, nicht trinken und fahren.

Poland
**Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.

English
**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street 08-400 Garwolin.

Romania
**Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri
provenind din aparatură electrică și electronică)**

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Produs în RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Deutsch**Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)**

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden

Made in China für Lechpol Electronics Bv Provincialeweg 7, 3248 Lk Melissant, Holland



KEMOT®

www.kemot.com